



## INDICACIONES DE TOMA DE MUESTRA PARA REALIZACIÓN DEL TEST DE ALLOPURINOL

AX-TM-003

Para la realización del examen Test de Allopurinol, debe seguir las siguientes indicaciones:

### **Preparación del paciente:**

- No consumir bebidas cola, chocolates, te y café desde 24 horas antes y hasta el término de la recolección.
- Antes de comenzar con la recolección de las muestras de orina, se debe contar con cinco frascos limpios y secos.

### **Obtención de la muestra:**

- Su médico le entregara un medicamento, previo a la ingesta de este, se debe recolectar una muestra de orina (volumen mínimo de 10 mL) en uno de los frascos y debe marcarlo con la palabra "BASAL". Este frasco debe almacenarse en el congelador.
- Tras esto se debe recolectar el total de la orina emitida durante las siguientes 6 horas, y marcar el frasco con el número 1. Congelar.
- Repetir el mismo procedimiento con los tres frascos restantes, marcándolos con los números 2, 3 y 4 respectivamente, hasta completar las 24 hrs, en colecciones separadas por espacios de 6 hrs (es decir se debe tener un total de 5 frascos con muestras de orina para este test).

### **Mantención y traslado:**

- Mantener, durante todo el periodo de recolección, la muestra congelada (-20°C).
- Se debe hacer llegar toda la orina recolectada a la Unidad de Toma de Muestras del CEDINTA.

Se requieren los totales de las muestras de orina recolectada durante las 24 horas. Enviar las muestras congeladas y acompañada de unidades refrigerantes.

Si tiene dudas relativas a la toma de muestra, comuníquese al 29781543. Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 – 17:30 hrs.